





lekalo.online

Пинетки
0–03 мес

распечатайте и склейте

Инструкция



10x10

1. Распечатайте тестовый квадрат для правильной настройки масштаба печати.
2. Для правильного масштаба рекомендуется выбрать параметры печати «100%» или «реальный размер».
3. Размер тестового квадрата на напечатанном листе должен быть 10x10 см. Если размер отличается, поправьте настройки печати.
4. Распечатайте листы выкройки и соедините согласно схеме.

Инструкция


1. Деталь верха - 2 шт. основные и 2 шт. подкладочные (правая и левая)
2. Подошва - 2 шт. основные и 2 шт. подкладочные (правая и левая)
3. Манжета - 2 шт. (из эластичного трикотажа)


Для пошива можно использовать практически любые ткани.

Например: трикотаж, хлопок, флис.

Для подошвы с лицевой стороны подойдет антискользящая ткань (полиэстер с нанесением ПВХ).

Также понадобится дублерин или флизелин, и эластичный трикотаж (кашкорсе или интерлок) для манжет.





02

